


i800

maccura

OTOMATİK KEMİLÜMİNESANS ANALİZÖRÜ



DİKKAT: Bu broşür sadece referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MACCURA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Add: 8#, 2nd Anhe Road, Hi-tech Zone, 611731 Chengdu
Tel: +86 28 8173 1888
E-mail: maccura@maccura.com www.maccura.com

2022-07-11 i800



WEBSITE



WECHAT

Kompakt Ama Güçlü

Dahili dokunmatik ekran ile kullanımı kolaydır.
Çeşitli uygulama senaryoları için kompakt tasarım.



Hızlı

Verim: 200T/H.
İlk sonuca ulaşma süresi: 14 dakika.

Güvenilir

Çapraz kontaminasyon en aza indirilmiştir,
carry-over riski daha azdır (0,1 PPM'den az).
Çoklu manyetik ayırma sistemi; manyetik
boncuk kaybını en aza indirir ve mükemmel
performans sağlar.

Geniş Test Menüsü

Toplamda 130'dan fazla ürün.
Enfeksiyon hastalıkları testleri için
mükemmel performans.
En uzun çevrimiçi kararlılık.



Dokunmatik ekran
Harici mouse ve
klavye bağlanabilir




Katı ve sıvıyı ayırmak için
kullanılan kuvvetler geri
dönüştürülerek biyolojik
güvenlik riskleri etkin bir
şekilde azaltılır.



20 soğutmalı reaktif
pozisyonu,
sıcaklık: 2-8 °C

i800

Otomatik Kemilüminesans Analizörü



Aktivatörler için RFID yönetimi
Aktivatörlerin yanlış
yerleştirilmesini önlemek için
özel tasarım.



Özel STAT pozisyonları,
STAT numunesi acil
olarak tespit edilebilir.

i800

Otomatik Kemilüminesans Analizörü

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

HBsAg
HBsAb
HBeAg
HBeAb
HBcAb
HIV Ag/Ab
anti-TP
anti-HCV
anti-HAV IgM *
anti-HBc IgM *
HBV PreS1
anti-HDV IgM *
anti-HDV IgG *
anti-HEV IgM *
anti-HEV IgG *

OTO-İMMÜN - ANA

SSA(Ro52)
SSA(Ro60)
SSB(La)
Sm
Sm/RNP
Scl-70
Jo-1
His
AMA-M2
CENP-B
Rib-P
dsDNA
Nuc
PCNA *
PM-Scl *

TUMOR MARKER

AFP
CEA
CA125
CA15-3
CA19-9
t-PSA
f-PSA
NSE
CYFRA21-1
SCC
CA50
pro-GRP
CA242
CA72-4
HE4

CİNSİYET HORMONLARI

LH
FSH
PRL
Prog
 β -HCG
E2
Tes
AMH
17-OH Prog *
DHEA-SO4 *
hGH

ALERJİ

IgE

TİROİD FONKSİYON

TSH
FT4
TT4
FT3
TT3
anti-TPO
anti-TG
TRAb *
Tg
Calcitonin

TORCH PANEL

TOXO IgG
TOXO IgM
Rubella IgG *
Rubella IgM *
CMV IgG *
CMV IgM *
HSV 2 IgG
HSV 1/2 IgG
HSV 1/2 IgM

HİPERTANSİYON

ALD
Renin
Corti
ACTH
Angio-2 *

OTOMİMMÜN HEPATOZ *

AMA-M2
LKM
sp100
SLA

OTOİMMÜN DİABET *

IAA
GADA
ICA
IA-2A

PRENATAL TARAMA

AFP
uE3
Free β -HCG
PAPP-A

KARDİYAK

CK-MB
cTnI
Myo
NT-Pro BNP
D-dimer
BNP
hs-cTnI
GDF-15
hs-cTnT
hs-CRP

ANEMİ

Ferr
FA
VB12

OTO-İMMÜN ROMATOİD

anti-CCP
RF

İNFLAMASYON

PCT
IL-6

KEMİK METABOLİZMASI

25-OH VD
iPTH

GLİKO-METABOLİZMA

C-Peptide
Insulin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Performans

Teknoloji: Otomatik / Tek Tüp Prensip: Akridinyum Ester (AE) Direkt Kemilüminesans immünoassay teknolojisi
Verim: Bir modül için 200 Test/saat
İlk sonuca ulaşma süresi: 14 dakika

Örnek Modülü

Numune yükleme kapasitesi: 50, numune rakları ile yükleme. Otomatik tekrar test çalışabilme, STAT numuneleri rastgele yerleştirilebilir, Tercihli çalışabilme

Örnek Yükleme Sistem Modülü

Carry Over Riski < 0,1 ppm
Kabarcık Tespiti, Pıhtı ve Sıvı seviye tespiti, Hacim takibi, Çarpma sensörü
Örnek türleri: Serum / Plazma / Tam kan / idrar

Reaktif Modülü

20 reaktif pozisyonu
Radyo Frekansı ile bilgi yönetimi
Tanımlama Kartı (RFID)
Gerçek zamanlı, yerleşik manyetik boncuk karışımı
Çevrimiçi reaktif değişimi

Soğutmalı Reaktif Bölmesi

Çalışma Sıcaklığı: 2-8 °C

Okuma Modülü

Reaksiyon sıcaklığı: 37°C
Modu: Yaygın immüno-reaksiyon ile uyumludur
Karıştırma: Temassız Karıştırma
Manyetik ayıraç: Çoklu manyetik ayırma teknolojisi

Fonksiyon

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri
Ekran: LCD dokunmatik ekran
Uzaktan Müdahale sistemi
Otomatik başlatma ve kapatma
Çift yönlü iletişim (LIS)

Çevresel Gereksinimler

Sıcaklık: 10°C-30°C
Nem: 30%-70%
Rakım: -200m-3700m

Uygulama Durumu

Kan Bankaları
CDC

Küçük ve Orta Ölçekli Labratuvarlar
GDF-15



i 800 Otomatik
Kemilüminesans Analizörü
200 T / S



AE Reaktifleri

Ürün Özellikleri

Kompakt ama Güçlü

Hızlı

Dahili dokunmatik ekran ile kullanımı kolaydır.

Çeşitli uygulama senaryoları için kompakt tasarım.

Verim: 200T/S

İlk Sonuç Süresi: 14 dakika

Güvenilir

Geniş Test Menüsü

Çapraz kontaminasyon en aza indirilmiştir,

carry-over 0,1 PPM'den azdır.

Çoklu manyetik ayırma sistemi manyetik boncuk kaybını en aza indirir ve mükemmel performans sağlar

Toplamda 130'dan fazla ürün

Elisa testleri için mükemmel

performans

En uzun çevrimiçi istikrar

Kit Bilgileri

Ürün Adı	Ambalaj Şekli	Ref No.
GDF-15 Chemiluminescent Immunoassay Kit	2x50 Test	IM4406155
hs-CRP Chemiluminescent Immunoassay Kit	2x50 Test	IM4406303
Pepsinogen I Chemiluminescent Immunoassay Kit	2x50 Test	IM4406127